



Stakpure® Reinstwassersystem OmniaPure xs basic

Artikelbilder

Beschreibung

Reinstwassersystem OmniaPure xs basic zur Herstellung von Reinstwasser gem. ASTM Typ I serienmäßig mit OptiFill Dispenser- & Überwachungseinheit, integriertem Druckminderer und Leckage-Sensor, komplett anschlussfertig inkl. Vorbehandlungskartusche, Reinstwasserkartusche und Sterilfiltercapsule 0,2 µm Leitfähigkeit µS/cm: 0,055 Widerstand MΩ x cm: 18,2 TOC-Wert ppb:

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PE-0111
Hersteller (Marke)	Stakpure

