



Stakpure® Reinwassersystem OmniaLab ED 40

Artikelbilder



Beschreibung

Reinwassersystem OmniaLab ED 40 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven, Spülmaschinen und Reinstwassersystemen durch kontinuierlich selbstregenerierende Elektro-Deionisation, mobil als Tower-Unit oder platzsparend in einem Laborunterschrank, serienmäßig inkl. 100 l Reinwassertank mit Rezirkulation und Druckausgang, OptiFill Dispenser- & Überwachungseinheit und Leckage-Sensor Reinwasser ASTM Typ II: Leitfähigkeit $\mu\text{S}/\text{cm}$: 0,1-1 Widerstand $\text{M}\Omega \times \text{cm}$: 10-1 Reinwasserleistung l/h: 40 Abmessungen mit Dispenser mm: B 511 x T 575 x H 1520 Abmessungen Untertischeinheit-Tank mm: B 511 x T 575 x H 800

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PE-0027
Hersteller (Marke)	Stakpure

