



## Thermo Scientific Barnstead™ GenPure™ Pro

### Artikelbilder

### Beschreibung

Barnstead™ GenPure™ Pro Stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 her und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem kompakten und flexiblen Thermo Scientific Barnstead GenPure Pro Wasseraufbereitungssystem. Frequenz: 50/60 Hz Feedwater Connector: 3/4 in. NPT Art des Produktwassers: Typ 1 TOC Monitor with UV Intensity Monitoring: Ja Typ: Wasseraufbereitungssystem Elektrischer Widerstand: 18,2 Mohm.cm Leitfähigkeit: 0.055µS/cm Flussrate: Bis zu 2 l/min TOC (Total Organic Carbon): 1 bis 5 ppb Endotoxin-Konzentration: lt;0.001 EU/mL Bakterieller Gehalt: lt;0.01 CFU/mL Partikel 0,2 µm/ml: lt;1 Speisewasserüberwachung: Integriert Höhe (angloamerikanisch): 24.2 in. Breite (angloamerikanisch): 13 in. Betriebsdruck: 2 to 6 bar Spannung: 90/240 V Temperaturbereich (metrisch): 2 °C° bis 35 °C° Tiefe (angloamerikanisch): 18.6 in. Beschreibung: GenPure Pro ultrapure water system with UV-photo-oxidation and ultrafiltration membrane Leistungsaufnahme: 0,1 kW Elektrische Anforderungen: 90/240 V 50/60 Hz Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-1256           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| VGKL Nummer        | 108662214         |

