



Thermo Scientific Barnstead™ Pacific™ RO

Artikelbilder

Beschreibung

Barnstead™ Pacific™ RO Funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit einem modularen Design.
Bakterienretention: 99% Beschreibung: 0,5 ; 1.0; 1,5 ; 2,0; 4.0nm Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Speisewasseranschluss: 3/4 in. NPT Frequenz: 50/60 Hz Betriebsdruck: 1,5 bis 6 bar Permeatleistung: 12 l/h Leistungsaufnahme: 0,1 kW Temperaturbereich (metrisch): 2 °C° bis 35 °C° Speisewasserüberwachung: Integriert Flussrate: 12 l/h Typ: Umkehrosmose-Reinwassersystem Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1271
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108662012

