



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Barnstead™ Pacific™ TII

8.230,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Barnstead™ Pacific™ TII Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinstwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII Wasseraufbereitungssystem. Frequenz: 50/60 Hz Feedwater Connector: 3/4 in. NPT Art des Produktwassers: Typ 2 TOC Monitor with UV Intensity Monitoring: Nein Typ: Wasseraufbereitungssystem Elektrischer Widerstand: 10 bis 1 Mohm.cm bei 25 °C Leitfähigkeit: 0,067 bis 0.1µS/cm Tägliche Abgabe: 20 bis 200 l Speisewasserquelle: Konus Flussrate: 12 l/h bei 10 °C TOC (Total Organic Carbon): 30 ppb Bakterieller Gehalt: 99% Partikel 0,2 µm/ml: lt;1 pM / ml Speisewasserüberwachung: No Speisewasserdruck: 1 bis 6 bar Betriebsdruck: 2 bis 6 bar Spannung: 90/240 V Temperaturbereich (metrisch): 2 °C° bis 35 °C° Bakterienretention: 99% Beschreibung: Pacific TII 12 (UV) Permeatleistung: 12 l/h bei 10 °C Elektrische Anforderungen: 90/240 V 50/60 Hz Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1263
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108662113
Transporttemperatur	Raumtemperatur

