



Thermo Scientific Barnstead™ Pacific™ RO

Artikelbilder

Beschreibung

Barnstead™ Pacific™ RO Funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit einem modularen Design.
Bakterienretention: 99% Beschreibung: X3FR (Kühl-); 230V Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Speisewasseranschluss: 3/4 in. NPT Frequenz: 50/60 Hz Betriebsdruck: 1,5 bis 6 bar Permeatleistung: 7 l/h Leistungsaufnahme: 0,1 kW Temperaturbereich (metrisch): 2 °C° bis 35 °C° Speisewasserüberwachung: Integriert Flussrate: 7 l/h Typ: Umkehrosmose-Reinwassersystem Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | LD-1270 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| VGKL Nummer | 108662007 |

