



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lauda® ECO RE 415 S Kältethermostat 230 V 50 Hz

**4.600,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

LAUDA ECO RE 415 S Kältethermostat 230 V; 50 Hz Leistungsmerkmale: Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kühlsystem Monochromes, grafisches LCD Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung im Klartext Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Übertemperaturschutz über Menü einstellbar. Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen Einstellung der Förderstromaufteilung für interne/externe Umwälzung, von außen während des Betriebes bedienbar USB-Schnittstelle serienmäßig Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul) Aufrüstbar mit Pt 100/LiBus Modul für Externregelung und Steuerung über Fernbedieneinheit Command Integrierter Programmgeber, 1 Programm mit max. 20 Segmenten Pumpenanschlüsse mit 13 mm Kunststoffoliven serienmäßig Badgefäß aus Edelstahl mit Entleerungshahn Verflüssigerkühlung Luft Betrieb mit natürlichem Kältemittel Technische Daten (nach DIN 12876): Arbeitstemperaturbereich: -15 ... 200 °C Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C Temperaturkonstanz: 0,02 ± K Heizleistung max.: 2 kW Leistungsaufnahme max.: 2,2 kW Stromaufnahme: 10 A Pumpe Förderstrom max. (Druck): 22 L/min Badvolumen min. / max.: 3,3 / 4,0 L Badgröße (BxTxH): 130 x 105 x 160 mm Abmessungen (BxTxH): 180 x 350 x 546 mm Gewicht: 20 kg Netzversorgung: 230 V; 50 Hz Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7) Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3); 0,023 kg; 0,0 t CO<sub>2</sub>-eq Kälteleistung (Pumpenstufe): 20 °C (2); Ethanol; 0,18 kW 0 °C (2); Ethanol; 0,12 kW -15 °C (2); Ethanol; 0,03 kW Serienmäßiges Zubehör: 1 Baddeckel 1 Verschlussstopfen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LA-0981
Hersteller (Marke)	Lauda
VGKL Nummer	102331910
Transporttemperatur	Raumtemperatur

