



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Memmert® Wasserbad WNB7, 7l, 10-95°C

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Wasserbad WNB7, 7 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +95 °C und zusätzliche Kochstufe, Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +95 °C; elektronischer Mikroprozessor-PID-Regler mit Selbstdiagnosesystem, 1 Pt100-Sensor, integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h für: Ein (Dauerbetrieb) / Warten (verzögert Ein für Dauer- und zeitlich begrenzten Betrieb) / Halten, 2-facher Übertemperaturschutz, Nutzraum und Gehäuse aus Edelstahl; Nutzraum: 240 x 210 x 140 mm, Gehäuse: 468 x 356 x 238 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-11054
Hersteller (Marke)	Memmert
Transporttemperatur	Raumtemperatur

