



Thermo Scientific MaxQ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler

Artikelbilder

Beschreibung

MaxQ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler Kombinieren Sie eine kontrollierte Wasserbadtemperatur und eine orbitale Schüttelbewegung mit dem Thermo Scientific MaxQ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler. Zertifizierung/Konformität: UL, cUL, CE Reglertyp: Digital Beschreibung: Inkubierter Tisch-Wasserbad-Orbitalschüttler Abmessungen (L x B x H): 63.5 x 54.6 x 45.7 cm (25 x 21.5 x 18 in.) Elektrische Anforderungen: 240 V, 50/60 Hz Höhe (angloamerikanisch): 18 Zoll Höhe (metrisch): 45.7 cm Hertz: 50/60 Hz Länge (angloamerikanisch): 25 Zoll Länge (angloamerikanisch) Plattform: 11 Zoll Länge (metrisch): 63.5 cm Länge (metrisch) Plattform: 27.9 cm Motortyp: DC bürstenlos Versandgewicht (angloamerikanisch): 107 lbs. Versandgewicht (metrisch): 48.5 kg Temperaturbereich (metrisch): Umgebungstemperatur +5 deg; bis 60 deg;C Zeitschaltbereich: 1 bis 60 min Breite (angloamerikanisch): 21.5 Zoll Breite (metrisch): 54.6 cm Breite (metrisch) Plattform: 33 cm Orbit: 1.27 cm (0.5 in.) Drehzahlbereich: 15 bis 500 plusmn;1 U/min Typ: Inkubierter Tisch-Wasserbad-Orbitalschüttler Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5040
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

