



# Thermo Scientific Precision™ Umwälzwasserbäder

## Artikelbilder

## Beschreibung

Precision™ Umwälzwasserbäder Precision Umwälzwasserbäder erzielen mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom eine hervorragende Temperaturkonstanz für Ihre Proben. Verfügen über eine moderne Temperaturregelung. Stromstärke: 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V) Kapazität (angloamerikanisch): 5,0 gal. Reglertyp: Digital Beschreibung: 19L Circulating Water Bath Abmessungen (T x B x H) innen: 12 x 15.3 x 7.6 in. (305 x 387 x 192 mm) Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 24.9 x 9.8 in. (394 x 632 x 249 mm) Heizleistung: 1200 W Enthält: 1 Stainless Steel Gable cover and Rubber Duck Temperaturvoreinstellungen: 4 Temperaturstabilität: plusmn;0.1deg;C Temperaturgleichförmigkeit: plusmn;0.05deg;C Kapazität (metrisch): 19 L Zertifizierung/Konformität: UL, CE Communications: Digital Elektrische Anforderungen: Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz Temperaturbereich: Ambient +5deg; to 100deg;C Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-5282           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| VGKL Nummer        | 105332138         |

