



Thermo Scientific Precision™ Umwälzwasserbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Precision™ Umwälzwasserbäder Precision Umwälzwasserbäder erzielen mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom eine hervorragende Temperaturkonstanz für Ihre Proben. Verfügen über eine moderne Temperaturregelung. Stromstärke: 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V) Kapazität (angloamerikanisch): 9,2 gal. Reglertyp: Digital Beschreibung: 35L Circulating Water Bath Abmessungen (T x B x H) innen: 12 x 27.3 x 7.6 in. (305 x 692 x 192 mm) Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 36.9 x 9.8 in. (394 x 938 x 249 mm) Heizleistung: 1500 W Enthält: 1 Stainless Steel Gable cover and Rubber Duck Temperaturvoreinstellungen: 4 Temperaturstabilität: plusmn;0.1deg;C Temperaturgleichförmigkeit: plusmn;0.05deg;C Kapazität (metrisch): 35 L Zertifizierung/Konformität: UL, CE Communications: Digital Elektrische Anforderungen: Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz Temperaturbereich: Ambient +5deg; to 100deg;C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5283
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	105332139

