



Thermo Scientific Precision™ Universalwasserbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Precision™ Universalwasserbäder Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche mit Allzweck-Wasserbädern und zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von der Umgebungstemperatur bis 100 °C konzipiert. Die Hochleistungsbäder haben ein Volumen von 2 l bis 28 l. Stromstärke: 1.5-1.8/0.7-0.9 (120 V/230 V) Kammermaterial: Edelstahl Reglertyp: Digital Beschreibung: 2L General Purpose Water Bath Abmessungen (L x B x H): 230 x 199 x 233 mm (9.1 x 7.8 x 9.2 in.) Heizleistung: 200 W Enthält: Clear Polycarbonate Gable Cover and Rubber Duck Material: Epoxidpulverbeschichteter Stahl Temperaturvoreinstellungen: 4 Temperaturstabilität: plusmn;0.1deg;C Temperaturgleichförmigkeit: plusmn;0.2deg;C Kapazität (metrisch): 2 l (0.5 gal.) Zertifizierung/Konformität: UL, CE Elektrische Anforderungen: 120/230 V 50/60 Hz Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 90 deg;C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5297
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	105332131

