



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lauda® Proline PV 36 Durchsichtthermostat 230 V, 50/60 Hz

12.400,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

LAUDA Proline PV 36 Durchsichtthermostat 230 V; 50/60 Hz Leistungsmerkmale: Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und eingebauter Kühleisenschlange Leicht lesbare, grüne LED Anzeige für Temperatur Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbedienung EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes SelfCheck Assistent für Systemdiagnose Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten LAUDA Varioflexpumpe (Druckpumpe) mit 8 wählbaren Leistungsstufen Nachrüstbar mit bis zu 2 zusätzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul) Messkammer mit großen Sichtscheiben vorne und hinten Pumpenanschlüsse hinten und seitlich, integrierter Bypass Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn) Technische Daten (nach DIN 12876): Arbeitstemperaturbereich: 30 ... 230 °C Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung: 20 ... 230 °C Betriebstemperaturbereich: 0 ... 230 °C Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C Temperaturkonstanz: 0,01 ± K Heizleistung max.: 3,6 kW Stromaufnahme: 16 A Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW Pumpe Förderstrom max. (Druck): 25 L/min Badvolumen min. / max.: 28,0 / 36,0 L Badgröße (BxTxH): 585 x 135 x 320 mm Abmessungen (BxTxH): 1040 x 282 x 590 mm Gewicht: 43 kg Netzversorgung: 230 V; 50/60 Hz Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7) Serienmäßiges Zubehör: 4 Überwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen 2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss 2 Schlaucholiven für Kühleisenschlange

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | LA-0265 |
| Hersteller (Marke) | Lauda |
| VGKL Nummer | 462336280 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

