



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lauda® Proline PVL 15 Durchsichtsthermostat 230 V, 50/60 Hz

**12.600,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

LAUDA Proline PVL 15 Durchsichtthermostat 230 V; 50/60 Hz Leistungsmerkmale: Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und eingebauter Kühlschlange Leicht lesbare, grüne LED Anzeige für Temperatur Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbedienung EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes SelfCheck Assistent für Systemdiagnose Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten LAUDA Varioflexpumpe (Druckpumpe) mit 8 wählbaren Leistungsstufen Nachrüstbar mit bis zu 2 zusätzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul) Messkammer mit 5-lagigem Isolierglas für Tieftemperaturen bis -60 °C durch Zusatzkühler Pumpenanschlüsse hinten und seitlich, integrierter Bypass Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn) Technische Daten (nach DIN 12876): Arbeitstemperaturbereich: 30 ... 100 °C Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung: 20 ... 100 °C Betriebstemperaturbereich: -60 ... 100 °C Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C Temperaturkonstanz: 0,01 ± K Heizleistung max.: 3,6 kW Stromaufnahme: 16 A Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW Pumpe Förderstrom max. (Druck): 25 L/min Badvolumen min. / max.: 11,0 / 15,0 L Badgröße (BxTxH): 230 x 135 x 320 mm Abmessungen (BxTxH): 506 x 282 x 590 mm Gewicht: 35 kg Netzversorgung: 230 V; 50/60 Hz Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7) Serienmäßiges Zubehör: 4 Überwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen 2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss 2 Schlaucholiven für Kühlschlange

## Zusätzliche Informationen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | LA-0269        |
| Hersteller (Marke)  | Lauda          |
| VGKL Nummer         | 462336282      |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

