



Thermo Scientific Megafuge 8 Kleine Tischzentrifugen-Serie

Artikelbilder

Beschreibung

Megafuge 8 Kleine Tischzentrifugen-Serie Führen Sie klinische und forschungsbezogene Anwendungen mit dieser Tischzentrifuge durch. Sie verfügt über innovative Technologien auf einer kleinen Stellfläche. Abmessungen (H x B x T): 31 x 37 x 48 cm (12,2 x 14,6 x 18,9 in.) Antriebssystem: Direkte, bürstenlose Induktion Frequenz: 50/60 Hz Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel: 26,8 in. Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel: 67 cm Profil (Beschleunigung/ Bremsen): 2 (Standard und sanft) Programmspeicher: 4 Protokolle über direkten Zugriffsschlüssel, Option zur Benennung sowie Kennwortschutz verfügbar Rotor: TX-150 Laufzeit: 99 h 59 min, Dauerbetrieb Fassungsvermögen: 4x 145 ml (TX-150), 6x 50 ml (HIGHConic III) Produktlinie: Megafuge™ Max. Geschwindigkeit: 4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2) Max. RZB: 3,260 x g (mit TX-150 Rotor), 24,328 x g (mit MicroClick 24 x 2 Rotor) Gekühlt: Nr. Außenhöhe (angloamerikanisch): 12.2 Zoll Außenlänge (angloamerikanisch): 18.9 Zoll Außenlänge (metrisch): 48 cm Geräuschpegel: 58 dB(A) (mit TX-150 Rotor); 61 dB(A) (mit Rotor MicroClick 24 x 2) Sicherheitsmerkmale: Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel Außenbreite (angloamerikanisch): 14.6 Zoll Außenbreite (metrisch): 37 cm Wirkleistung: 310 w Zertifizierung/Konformität: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-Zeichen/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien Beschreibung: Megafuge 8 Kleine Tischzentrifuge Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Reglertyp: Mikroprozessor Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2338
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107927211

