



Thermo Scientific MySPIN 12 Mini-Zentrifuge

Artikelbilder

Beschreibung

MySPIN 12 Mini-Zentrifuge Bringen Sie mehr Effizienz und Bedienkomfort in Ihr Labor mit Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 und 12 Minizentrifugen. Frequenz: 50/60 Hz Nettogewicht: 3,1lb. (1,41 kg) Rotor: 2 Rotoren für 0,2, 0,5, 1,5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Streifenröhrchen Fassungsvermögen: 12 x 2 ml Produktlinie: Thermo Scientific Max. Geschwindigkeit: 12.500 U/min Max. RZB: 9.800 x g (Intervalle von 100 x g) Geräuschpegel: 51 bis 53 dB(A) Temperaturbereich: Umgebungstemperatur Zertifizierung/Konformität: CE, CSA, UL Typ: Tischzentrifuge Enthält: Rotor für 12 x 1.5 ml-/2.0 ml-Röhrchen, Rotor für 32 x 0.2 ml-Röhrchen (einzeln oder 4 x 8-Streifen), 12 Adapter für 0.2 ml-Röhrchen, 12 Adapter für 0.5 ml-Röhrchen, Universalnetzteil für 110 bis 240 V bei 50/60 Hz, mit 4 austauschbaren Steckertypen Beschreibung: mySPIN 12 Minizentrifuge Elektrische Anforderungen: 110/240 V 50/60 Hz Gewährleistung: 2 Jahre Gekühlt: Nein Laufzeit: 1 s bis 30 min (Intervalle von 1 s) und optionale Schnell-Spin-Funktion Standards: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) Abmessungen (H x B x T): 11,4 x 17,1 x 20,3 cm (4,4 x 6,7 x 8 in.) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2174
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

