



Thermo Scientific Pico 17 Mikrozentrifuge

Artikelbilder

Beschreibung

Pico 17 Mikrozentrifuge Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g. Frequenz: 50/60 Hz Nettogewicht: 23,1lb. (10,5 kg) Rotor: Hämatokritrotor Fassungsvermögen: 24 x 1,5/2 ml Produktlinie: Pico™ Max. Geschwindigkeit: 13.300 U/min Max. RZB: 17,000 xg Geräuschpegel: 56 dB(A) Temperaturbereich: Umgebungstemperatur Zertifizierung/Konformität: CSA, CE, IVD Typ: Tisch-Zentrifuge Enthält: Hämatokritrotor Beschreibung: Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Gekühlt: Nr. Laufzeit: 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN Standards: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Details finden Sie im Handbuch) Abmessungen (H x B x T): 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1925
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107922491

