



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® opus titration , 20 ml, 100-240 Volt, EU, US, UK Stecker

1.924,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

opus® titration, 20 ml, 100-240 Volt, (EU, US, UK Stecker), elektronisch-motorischer Flaschenaufsatztitrierer mit Touchscreen-Modul "titration", mit Reagenz-Rückführsystem, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, serielle oder USB Schnittstelle, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewintheadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Titriererausstoßeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, 1 Ventil-Montageschlüsse, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1627
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103782020
Transporttemperatur	Raumtemperatur

