



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 174 T - Mini-Temperatur-Datenlogger

61,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wenn Sie beruflich mit Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten zu tun haben, wissen Sie, dass die Lagertemperatur Ihrer Waren bestimmte Grenzwerte auf gar keinen Fall überschreiten sollte. Der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T hilft Ihnen bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturzonen. Er zeichnet die Temperaturwerte sicher auf und sorgt somit für eine lückenlose Messdatenerfassung und -dokumentation. Das leistet der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T Mit dem Temperatur-Datenlogger testo 174T können Sie bis zu 16 000 Messwerte sicher speichern. Denn selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Somit ist eine hohe Datensicherheit gewährleistet. Auf seinem großen Display lesen Sie einfach und schnell den aktuellen Temperaturmesswert sowie mögliche Grenzwertverletzungen ab. Für eine hohe Genauigkeit steht der integrierte NTC-Sensor. Sein großer Messbereich von -30 °C bis +70 °C und seine kompakte Bauweise machen den Temperatur-Datenlogger testo 174T für beinahe jede Temperatur-Aufzeichnung zum kompetenten Helfer. Der Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T erfüllt die Anforderungen von EN 12830, ist HACCP-konform sowie durch HACCP International zertifiziert und somit bestens für Messungen im Lebensmittel-Bereich geeignet (z.B. zur Lagertemperatur-Messung). Besonders praktisch: Der Datenlogger ist nach IP65 gegen Spritz- und Strahlwasser geschützt. So kann er auch bei der Reinigung von Lagerhallen am Messort bleiben. Auch für die Temperaturkontrolle im Kühlschrank und Kühlhäusern eignet sich der Temperatur-Datenlogger, da er bei Temperaturen von bis zu -30 °C einsatzbereit ist. Programmierung und Auswertung des Mini-Temperatur-Datenloggers Für das Programmieren und Auslesen Ihres Temperatur-Datenloggers sowie für die Auswertung der Messdaten am PC können Sie zwischen drei Software-Versionen wählen: Software ComSoft Basic – als kostenloser Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache Datenanalyse Software ComSoft Professional – zusätzlich optional bestellbar – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperaturwerte Software ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional bestellbar – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Arzneimittel-Bereich Zum Programmieren und Auslesen des Mini-Temperatur-Datenloggers brauchen Sie ein USB-Interface. Achtung: Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0162
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100941746
Transporttemperatur	Raumtemperatur

