



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 175 T1 Set - Temperatur-Logger-Set

410,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Temperatur-Logger testo 175 T1 ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die sichere Überwachung der Lufttemperatur geht. Besonders wenn Sie in mehreren Räumen eine Temperaturkontrolle vornehmen möchten, bietet sich der Kauf unseres praktischen Sets an: Sie erhalten gleich drei Datenlogger (mit Zubehör) und können z.B. als Bäcker oder Metzger die Temperatur im Kühlhaus, Lager und Verkaufsraum gleichzeitig aufzeichnen. Modernste Messtechnik, hohe Datensicherheit Im Temperatur-Logger ist ein interner NTC-Sensor verbaut. Dieser NTC-Sensor erfasst die Lufttemperatur mit einer hohen Genauigkeit ($\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$). Da der Messbereich des internen NTC-Sensors von $-35 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+55 \text{ }^\circ\text{C}$ reicht, kann der Datenlogger auch für langfristige Temperaturkontrollen in Kühlhäusern oder Gefrierhallen genutzt werden. Auf dem Display des Temperatur-Loggers können Sie die aktuellen Messwerten, eingestellten Grenzwerte, Grenzwertverletzungen, Min-/Max-Werte und die verbleibende Batteriestandzeit ablesen. So müssen Sie den Datenlogger nicht gleich am PC auslesen, wenn Sie sich kurz einen Überblick über die wichtigsten Messdaten verschaffen wollen. Die große Speicherkapazität des Datenloggers (bis 1 Million Messwerte) und seine lange Batteriestandzeit (max. 3 Jahre) ermöglichen auch bei kürzeren Mess-Intervallen ein selteneres Auslesen. Der Temperatur-Logger lässt sich mit Standardbatterien (AAA) betreiben, die jederzeit vom Anwender selbst ausgewechselt werden können. Der Temperatur-Logger testo 175 T1 garantiert hohe Datensicherheit und sichere Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Programmierung und Auswertung des Temperatur-Loggers Die kostenlose Software testo ComSoft Basic ermöglicht die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache Datenauswertung. Bei höheren Anforderungen an die Software können wir Ihnen zwei weitere Varianten anbieten: Software ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur genaueren Analyse der gemessenen Temperaturwerte Software ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – bietet sich für den Einsatz im Arzneimittel-Bereich mit seinen speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 an Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geprüft und zertifiziert Der Datenlogger ist durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach EN 12830 geprüft Er ist durch HACCP-International zertifiziert und damit HACCP konform Sicherer Schutz gegen Strahlwasser gemäß Schutzart IP 65: Der Temperatur-Logger kann am Messort bleiben, auch wenn dort Reinigungen stattfinden Set-Vorteil Mit diesem Set sind Sie für die professionelle Temperaturkontrolle gut gerüstet: Sie erhalten drei Temperatur-Logger testo 175 T1, sodass Sie gleich in mehreren Räumen oder an mehreren Stellen die Temperatur aufzeichnen können. Dies ist u.a. für kleinere Lebensmittel-Betriebe wie Bäcker oder Metzger praktisch, die sowohl Kühl- und Lager als auch Verkaufsraum überwachen möchten. Außerdem ist im Set auch ein USB-Interface enthalten, das Sie zum Programmieren des Datenloggers benötigen. Somit haben Sie alles im Set, was notwendig ist, um sofort mit der Temperaturkontrolle zu starten. Das mitgelieferte USB-Interface ermöglicht zudem eine Übertragung der Messdaten auf Ihren PC. Wahlweise können Sie hierfür auch die SD-Speicherkarte verwenden, die ebenfalls im Set enthalten ist. Zur Auswertung der Messdaten am PC steht die kostenlose Software testo ComSoft Basic zur Verfügung. Klicken Sie hier und gelangen zum kostenfreien Download.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0163
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

