



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Krüss® Dichtemessgerät - Set 1 mit Glas- Biegeschwinger, Manuelle Probenzufuhr mit

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Dichtemessgerät - Set 1 mit Glas-Biegeschwinger, Manuelle Probenzufuhr mit Spritze in das Dichtemessgerät DS7700 - inklusive Trocknungseinheit mit 2/2-Wege-Ventil und kleinen Tygon-Schlauchsatzes Messbereich: 0-3 g/cm³ Genauigkeit: +/-0,001 g/cm³ Temperierbereich: 10-40 °C Temperierstabilität: +/-0,02 °C Probenvolumen: ca. 0,9 ml Luftdrucksensor: 800-1100 hPa Genauigkeit: +/-2 hPa Schnittstellen: RS-232, USB & Ethernet Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, 60 W Maße (BxHxT): 22x22x43 cm³

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0315
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106117701
Transporttemperatur	Raumtemperatur

