



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bohlender® SICCO Hygrometer B 110 mm x H 95 mm x T 20 mm

56,73 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

SICCO Hygrometer Passend für Star Exsikkatoren und Maxi Exsikkatoren. Mit Max-Min-Funktion, großes Display, inklusive Batterie 1,5V AAA und Befestigungsmaterial. Messbereich: » Temperatur -10°C bis +60°C » Luftfeuchtigkeit 20-99 r.F. Max. Messfeh

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-2327
Hersteller (Marke)	Bohlender
Transporttemperatur	Raumtemperatur

