



## Testo<sup>®</sup> 608-H2 - Thermohygrometer

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Gärtnerei; Büros; Lager, Labor, Wohnräume: Überall dort, wo permanente, aber dezente Raumklimaüberwachung erfolgen soll, ist das Thermohygrometer testo 608-H2 hervorragend einsetzbar. Dank Hänge- und Stellvorrichtung kann es ebenso an der Wand befestigt als auch auf Tische und Regale gestellt werden. testo 608-H2: das praktische Thermohygrometer von Testo Das Thermohygrometer testo 608-H2 ist die richtige Wahl, wenn Sie keine ausgiebige Dokumentation und Archivierung von Messdaten benötigen; sondern

einfach permanent die aktuellen Raumklimawerte messen und sehen wollen: Auf dem großen Display werden Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt angezeigt, auch auf Distanz sind die Werte gut ablesbar. Neben Max.- und Min.-Wert-Anzeige verfügt das testo 608-H2 über einen optischen LED-Alarm, der Grenzwertüberschreitungen meldet. Sowohl obere als auch untere Grenzwerte können individuell eingestellt werden. Der präzise und langzeitstabile Feuchtesensor macht das testo 608-H2 zu einem zuverlässigen; pflegeleichten Messgerät; auf das auch nach Jahren noch Verlass ist. Das Thermohygrometer hat eine Batteriestandzeit von circa einem Jahr. Zur Sicherheit verfügt das testo 608-H2 über eine integrierte Batterieüberwachung; ein kritischer Batteriestatus wird rechtzeitig auf dem Display sichtbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0096
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100946082

