



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 625 - Thermohygrometer

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Das kompakte Thermohygrometer testo 625 mit steckbarem Feuchtefühler misst Lufttemperatur und Luftfeuchte schnell und zuverlässig; berechnet Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur. Alle Werte sind auf dem großen; beleuchteten Display komfortabel ablesbar. Min- und Max-Werte können Sie jederzeit per Tastendruck abrufen. Mit der Hold-Taste speichern Sie den zuletzt gemessenen Wert. Für langlebige Qualität ist das Thermohygrometer testo 625 mit batterieschonender Auto-Off-Funktion und einem langzeitstabilen Feuchtesensor ausgestattet. Vielfältiges Zubehör zum Thermohygrometer erweitert den Leistungsbereich. Wir bieten das Thermohygrometer mit Basisausstattung an. Zusätzlich können Sie das Messgerät mit weiteren praktischen Funktionen und Features aufrüsten – das hochwertige optionale Zubehör macht es möglich: Handgriff mit Fühlerleitung: Bei Messungen an schlecht zugänglichen Stellen können Sie den steckbaren Feuchtefühler einfach vom testo 625 abnehmen und auf den optionalen Handgriff mit Fühlerleitung stecken. Funkhandgriff: Verbinden Sie den steckbaren Feuchtefühler mit dem optionalen Funkhandgriff und stellen Sie das Thermohygrometer mit dem zusätzlich erhältlichen Funkmodul aus, um kabellos zu messen. Die Messwerte lassen sich per Funk über Entfernungen von bis zu 20 Metern (im Freifeld) vom Fühler zum Messgerät übertragen. Schutz vor Schmutz und Stößen: In der optional erhältlichen Bereitschaftstasche sind Messgerät und Fühler sicher aufbewahrt, die nahezu unverwüstliche TopSafe Schutzhülle bewahrt das Gerät zuverlässig vor Schmutz und Stoßschäden. Anwendungsbereiche für das Thermohygrometer testo 625: Überwachen Sie Produktionsbedingungen, die Lagerumgebung oder das Klima in Archiven, um die Qualität Ihrer Produkte bzw. den Schutz der Archiv-Medien sicherzustellen. Lokalisieren Sie Schimmelgefahr in Gebäuden und sichern Sie die thermische Behaglichkeit in Gewächshäusern sowie an Arbeitsplätzen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0145
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

