



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Amarell® Elektron. Digital Therm. ad 15 lab,
-50...+200:0,1°C, umschaltbar auf °F**

57,80 € Ab

52,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

**AMARELL
ELECTRONIC**

Production of electric and electronic measuring instruments

ad 15 lab

E 910-040

Thermometer für Feinmessungen - Precision Thermometer



Amarell Electronics GmbH

Außbach 13 80 - D-61169 Kreuzweithorn
Linderstraße 43 - D-61162 Kreuzweithorn

Telefon: 0 69 42 - 92 103 0
Telefax: 0 69 42 - 3 90 90

Internet: <http://www.amarell.de>
e-mail: thermometer@amarell.de



Beschreibung

Elektron. Digital Therm. ad 15 lab, -50...+200:0,1°C, umschaltbar auf °F, Max/Min-Funktion, Halbleiterfühler aus Edelstahl 35x5mm, mit 500mm PTFE-Kabel hitzebeständig bis 200°C, Fühler und PTFE-Kabel wassergeschützt nach IP 67

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LL-3365
Hersteller (Marke)	Amarell
Transporttemperatur	Raumtemperatur

