



Testo® 103 - Einstechthermometer

Artikelbilder



Beschreibung

Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank Klappmechanismus sicher verstaut und jederzeit einsatzbereit. Das Einstechthermometer testo 103 – ideal für Lebensmittelkontrollen Ob Wareneingang, Lagerung, Labor, Gastronomie oder Supermarkt: Das Einstechthermometer testo 103 ist überall dort im Einsatz, wo Lebensmittel verkauft, gelagert und verarbeitet werden – und Temperaturkontrollen die Qualität und Hygiene sichern. Mit einer besonders schmalen, aber robusten Sensorspitze ist das Einstechthermometer ideal für Stichproben in flüssigen und halbfesten Medien, das Einstichmal bleibt unauffällig klein. Bereits ab einem Ausklappwinkel von 30° erfasst das testo 103 zuverlässig die Kerntemperatur der Lebensmittel. Praktisch im Alltag, denn in Lagern, Kartons und Auslagen ist nicht immer ein Messwinkel von 180° möglich. Nach der Messung wird der Fühler einfach wieder eingeklappt und bis zur nächsten Messung sicher in Hemd- oder Hosentasche verstaut. Das Einstechthermometer testo 103 ist HACCP-konform und nach EN 13485 zertifiziert. Somit eignet es sich perfekt für den Lebensmittel-Bereich. Außerdem ist es nach Schutzklasse IP55 spritzwassergeschützt.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr. | TO-0060 |
| Hersteller (Marke) | Testo |
| VGKL Nummer | 100940103 |

