



Testo® 110 - Temperaturmessgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Minus 20 Grad Celsius – für viele Menschen eine Extrem-Temperatur. Für einige Menschen allerdings die alltägliche Arbeitsumgebung: Wer insbesondere in niedrigen Temperaturbereichen präzise Messergebnisse liefern muss, steht vor einer Herausforderung. Mit dem Temperaturmessgerät testo 110 sind Sie für diese Herausforderung gut gerüstet; denn es arbeitet auch bei tiefen Temperaturen besonders präzise und ist deshalb der optimale Begleiter vom Kühlhaus bis zum Outdooreinsatz. Das Temperaturmessgerät testo 110: alle Vorteile im Blick Verlässliche Präzision; auch bei tiefen Temperaturen – NTC-Technologie sei Dank: Auch in Kühlhäusern oder bei extrem niedrigen Temperaturen im Outdoor-Bereich können Sie zuverlässige Temperaturmessungen durchführen Optimale Ausstattung: Großes; zweizeiliges Display, akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung; Grenzwerte können selbst definiert werden, Minimal- und Maximalwerterkennung, Auto-Hold-Funktion Viele NTC-Fühler passend für Ihre Praxisanforderungen optional erhältlich: Verschiedene Lebensmittelfühler wie Gefriergutfühler; Tauch-/Einstechfühler; Oberflächenfühler und mehr – stellen Sie sich Ihr Equipment nach Ihren Wünschen zusammen Praktisches Zubehör optional erhältlich: Von der spülmaschinenfesten TopSafe-Schutzhülle bis zum testo-Schnelldrucker für Messergebnisprotokolle direkt vor Ort

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0069
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680901108

