



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 635-2 - Temperatur- und Feuchtemessgerät

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 ist für Messherausforderungen im Klimabereich bestens gerüstet: Durch anschließbare Fühler und Sonden, die optional erhältlich sind, erfasst das Messgerät folgende Werte: Relative Luftfeuchte Materialfeuchte Materialausgleichsfeuchte Drucktaupunkt in Druckluftsystemen U-Wert Lufttemperatur Oberflächentemperatur Kerntemperatur Absolutdruck Zwei Fühlereingänge für steckbare Fühler; bis zu drei weitere Temperatur- oder Feuchtefühler können per Funk mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 verbunden werden. Die Messwerte werden im Display angezeigt. Das einfach einsteckbare, optional erhältliche Funkmodul ist jederzeit nachrüstbar; das Funksignal trägt über eine Entfernung von bis zu 20 Metern. Robust, praktisch, einfach in der Handhabung Neben den Messwerten zeigt das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 auch Min-, Max- und Mittelwerte an. Zusätzlich berechnet es den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche – zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden. Frei hinterlegbare Material-Kennlinien ermöglichen die direkte Anzeige der Materialfeuchte. Die Bedienung ist denkbar einfach, die Menüführung komfortabel. Dank beleuchtbarem Display können Sie die Messwerte auch bei ungünstigen Sichtverhältnissen gut ablesen. Ein stabiles Gehäuse schützt das Messgerät zuverlässig gegen Stöße. Daten speichern, übertragen; drucken – ganz einfach mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 Speichern Sie Messorte und ordnen Sie die jeweiligen Messwerte dem entsprechenden Ort zu. Legen Sie unterschiedliche Nutzerprofile an, um Langzeitmessungen und Materialfeuchtemessungen parallel vorzunehmen. Und speichern Sie bis zu 10.000 Messwerte – Einzelwerte und Messreihen – auf dem Gerät. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbinden Sie das Temperatur- und Feuchtemessgerät mit Ihrem PC. Die ebenfalls mitgelieferte PC-Software ermöglicht die einfache, übersichtliche Dokumentation und Archivierung aller Messdaten. Zusätzlich können Sie mit dem optional erhältlichen testo-Schnelldrucker die Messdaten direkt vor Ort ausdrucken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0146
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680936352
Transporttemperatur	Raumtemperatur

