



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 805 - Infrarot-Thermometer mit Schutzhülle

61,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Überall; wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die Temperatur eingehender Waren erfassen oder auch ganze Kühlregale scannen. Doch nicht nur im Lebensmittelbereich (Industrie, Einzelhandel), sondern auch in der Haustechnik leistet das Testo-Infrarot-Thermometer zuverlässige Dienste. Leistungsstarkes Infrarot-Thermometer im Taschenformat Aufgrund seiner kleinen Größe (80 mm Höhe) ist das Infrarot-Thermometer besonders praktisch, denn es passt in jede Jackentasche und ist immer gleich griffbereit. Mit seiner 1:1-Optik eignet es sich für Temperaturmessungen im Nahbereich. Auf Knopfdruck misst das Testo-Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur des Messobjekts. Wenn Sie ganze Warenpaletten oder Kühlregale erfassen möchten; können Sie den Scan-Modus benutzen und eine Dauermessung durchführen. Im Lieferumfang erhalten Sie zu Ihrem Infrarot-Thermometer testo 805 auch die Schutzhülle TopSafe. Sie bewahrt das Messgerät vor Schmutz und Wasser gemäß Schutzart IP 65. Damit bietet die Schutzhülle einen großen Nutzen u.a. im Lebensmittelbereich (Lebensmittelkontrollen o.Ä.); wo häufig mit feuchter Umgebung und Spritzwasser zu rechnen ist.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0148
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

