



Testo® 826-T2 - Infrarot-Thermometer

Artikelbilder



Beschreibung

Bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln ist die Qualitätssicherung der Waren essentiell. Ein Bestandteil der Lebensmittelkontrolle ist die Temperaturmessung. Mit unserem Infrarot-Thermometer testo 826-T2 führen Verantwortliche in Supermärkten und in der Lebensmittelindustrie, Metzger sowie Bäcker die Temperaturkontrolle schnell und einfach durch. Berührungslose Temperaturmessung und mehr mit dem Infrarot-Thermometer HACCP-Vorschriften spielend erfüllen: Das Infrarot-Thermometer ist HACCP-konform und in Verbindung mit der Schutzhülle TopSafe gemäß EN 13485 zertifiziert. Es eignet sich somit besonders gut für die Lebensmittelkontrolle. Schnell und präzise messen: Mit 2 Messungen pro Sekunde wird die Oberflächentemperatur Ihrer Waren schnell, berührungslos und zerstörungsfrei gescannt. Und das mit einer Auflösung von 0,1 °C. Temperatur-Grenzwerte im Blick: Bis zu zwei Alarm-Grenzwerte können ins Infrarot-Thermometer eingegeben werden. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie bei der Temperaturmessung von Warenpaletten nicht ständig auf das Display schauen müssen. Denn ein optisches und akustisches Alarmsignal warnt Sie, sobald Grenzwerte über- oder unterschritten sind. Min-/Max-Wert-Anzeige und Hold-Funktion: Die Min-/Max-Anzeige zeigt die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte der letzten Messung an. So kontrollieren Sie Ihre Ware zuverlässig. Mit der Hold-Taste wird der zuletzt gemessene Temperaturwert auf dem Display festgehalten. 6:1-Optik und 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung: Mit dem 1-Punkt-Laser markieren Sie den Mittelpunkt des Messobjekts. Die 6:1-Optik eignet sich besonders gut für die berührungslose IR-Messung auf kürzere und mittlere Distanz. Praktisches Zubehör inklusive: Sie erhalten das testo 826-T2 inklusive der praktischen Schutzhülle TopSafe. Die Schutzhülle ist robust, gemäß Schutzklasse IP67 wasserdicht und kann bei Bedarf in der Spülmaschine gereinigt werden. Die sichere Aufbewahrung des Infrarot-Thermometers wird durch die Wand-/Gürtelhalterung ermöglicht. Kennen Sie schon unser Einstech-Infrarot-Thermometer testo 826-T4? Es bietet die gleichen Vorteile wie das testo 826-T2 und hat zusätzlich einen fest montierten Einstechfühler für Temperaturmessungen in der Ware. Mit dem Einstechfühler erhalten Sie absolute Gewissheit über die Kerntemperatur (z.B. in Joghurts oder Fleisch), falls vorgegebene Temperatur-Grenzwerte von Waren bei der Infrarot-Messung überschritten wurden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0151
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100948282

