



Testo® 835-T1 - Infrarot-Thermometer

Artikelbilder



Beschreibung

Einstieg in die intelligente Infrarot-Messtechnik. Das praktische Infrarot-Thermometer testo 835-T1 bietet größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz, z.B. bei der Überwachung der Temperatur an Wänden; der Fehlersuche an Heizungs- und Klimaanlageanlagen oder der Qualitätskontrolle von industriell gefertigten Produkten. Der 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich an und verhindert somit Falschmessungen. Mit der 50:1-Optik erzielen Sie auch auf große Entfernung erstklassige Mess-Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck). Der einstellbare Emissionsgrad ermöglicht die Messung bei einer Vielzahl von Oberflächen. Die integrierte Emissionsgradtabelle ermöglicht die schnelle Auswahl des richtigen Emissionsgrades für die jeweilige Oberfläche. Dank beleuchtetem Display können Sie die Messwerte auch in dunkler Umgebung problemlos ablesen. Obendrein können Sie mit dem Infrarot-Thermometer testo 835-T1 Kontakt-Temperaturmessungen vornehmen: Das Messgerät verfügt über einen Eingang für anschließbare Temperaturfühler, die Sie optional dazubestellen können. Mithilfe eines angeschlossenen Temperaturfühlers können Sie auch automatisch den Emissionsgrad einer Oberfläche ermitteln. Auf diese Weise werden spätere Infrarot-Messungen erleichtert. Auch weiteres Zubehör (wie Stativ und Aufbewahrungskoffer) ist passend für das Infrarot-Thermometer testo 835-T1 erhältlich. Einfache Handhabung und Auswertung. Die komfortable Menüführung mit Icons und Joystick sorgt für eine einfache Bedienung. Legen Sie Messorte an und speichern Sie bis zu 200 Messwerte. Eine Anzeige für Min-/Max-Werte und frei definierbare Alarmgrenzwerte erleichtern Ihre Arbeit: Bei Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte warnen ein optisches und ein akustisches Signal. Zur Datenauswertung verwenden Sie einfach die kostenlos zum Download erhältliche PC-Software "EasyClimate".

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0106
Hersteller (Marke)	Testo

