



Testo[®] Mini-Einsteckthermometer

Artikelbilder



Beschreibung

Kleines Einstechthermometer mit großer Zuverlässigkeit: Das Mini-Thermometer von Testo lässt sich ideal für Messungen in Flüssigkeiten – z.B. im Labor – oder für Lufttemperaturmessungen in der Heizungs- und Lüftungstechnik einsetzen. Ebenso können Sie das Mini-Thermometer auch als Lebensmittelthermometer verwenden. Mit seinem Einstechfühler kann es bei der Lebensmittelkontrolle hervorragend die Kerntemperatur von Lebensmittel-Produkten messen. Bei allen Messungen, ob Lebensmittelkontrolle oder Labor-Stichprobe, bietet das Mini-Thermometer eine hohe Genauigkeit und einfache Anwendbarkeit. Somit wird das Einstechthermometer zu einem praktischen Allrounder, den Sie dank seiner kleinen Größe immer mit sich führen können. Praktische Features des Mini-Einstechthermometers Auf dem digitalen Display des Einstechthermometers können Sie den genauen Messwert gut ablesen (anders als bei analogen Lebensmittelthermometern, deren Zeiger immer die Gefahr von Ablese-Fehlern birgt). Außerdem bietet das Display eine Batteriestand-Anzeige und die Möglichkeit; die Temperatur in der Einheit °C oder °F anzuzeigen. Das mitgelieferte Schutzrohr für den Einstechfühler können Sie auch als Halterung nutzen, um das Mini-Thermometer mit dem Halte-Clip an Ihrer Hemdtasche zu befestigen. So können Sie das Einstechthermometer bequem zu jedem Messort mitnehmen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0070
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100961110

