



Lovibond® SD305 pH/ORP (Set 2)

Artikelbilder



Beschreibung

pH-Elektrode Typ 226, Temperaturfühler Pt1000 Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von pH/Redox/Temperatur Portables Handmessgerät für die Bestimmung von pH Werten. Es ist zuverlässig , wasserdicht (IP67) sowie robust und stellt somit eine ideale Lösung für die Vor-Ort-Analyse dar. Technisch fortgeschritten Eine besonders hohe Auflösung (0,001 pH / 0,1 mV) für ein Höchstmaß an Genauigkeit, automatische Temperaturkompensation und Puffererkennung sind weitere Merkmale des SD305 pH/ORP.

Nutzerfreundliche Bedienung Die komfortable Bedienung wird abgerundet durch ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display. So haben Sie in jeder Situation die Messergebnisse direkt im Blick. Datenmanagement Mittels Datenlogger gesammelte Daten können per USB-Schnittstelle (seriell oder analog) auf den Computer übertragen werden. Schutzgehäuse Die Schutzarmierung garantiert ein auch in extremen Umgebungsbedingungen jederzeit sicheres Arbeiten. Der an an der Rückseite des Gehäuses befestigte Aufsteller kann dabei auch als Aufhänger oder Gürtelclip genutzt werden. Zusatzausstattung Zustandsanzeige für Batterie und Elektrode, Batteriewechselanzeige, Auto-Off, Auto-Hold, Min./Max.-Wertespeicher sind als Funktionen ebenfalls enthalten.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|----------|
| Art.-Nr. | CV-0269 |
| Hersteller (Marke) | Lovibond |

