



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lovibond® SD315 Oxi (Set 2)

1.049,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sauerstoffsensor, Pt/Pb, galvanisch, Kabellänge: 10 m Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von gelöster Sauerstoff (O₂), O₂-Konzentration/O₂-Sättigung/Temperatur Portables Handmessgerät für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff. Es ist zuverlässig, robust und dank des Clark-Sauerstoffsensors für sofortige Messungen ohne zeitraubende Polarisationszeit ideal. Keine Polarisation Der bekannte Clark-Sauerstoffsensor ermöglicht sofortiges Messen ohne Polarisationszeit. Vielseitig einsetzbar Das SD315 Oxi richtet sich an die Industrie, Labore und städtische Einrichtungen, wie Klär- oder Wasserwerke. Datenmanagement Ein Datenlogger und die entsprechende Loggersoftware sorgen für vereinfachte Verarbeitung der gewonnenen Daten. Damit das auch unter jeglichen Sichtbedingungen garantiert klappt, wird das Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten Display ausgeliefert. Schutzgehäuse Die Schutzarmierung garantiert nicht nur einen sicheren Griff sondern auch Schutz gegen Sturzschäden. Der am an der Rückseite des Gehäuses befestigte Aufsteller kann dabei auch als Aufhänger oder Gürtelclip genutzt werden. Alarm Der integrierte Alarm warnt Sie, sollte der gemessene Wert einmal von den vorab definierten Werten abweichen. Auto-Hold Die Auto-Hold Funktion ermöglicht das leichte Ablesen der Messwerte.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0272
Hersteller (Marke)	Lovibond
Transporttemperatur	Raumtemperatur

