



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lovibond® SensoDirect 150 (Set 2) pH / Con / TDS /Temp..

**683,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Leitfähigkeitsmesszelle Typ 110/150 Multi-Parameter Handmessgerät für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff (O<sub>2</sub>), O<sub>2</sub> Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, pH und Redox. Mehrere Parameter in einem Gerät Das SensoDirect 150 vereinigt die Anwendungen von mehreren Handmessgeräten in einem Instrument. Es wurde als Mehrzweckgerät für die Bestimmung von pH, Redox, Sauerstoff, Leitfähigkeit und TDS konzipiert. Intuitive Benutzerführung Alle Messwerte lassen sich bequem auf dem großen LCD-Display ablesen. Verschiedene Parameter-Kombinationen möglich Verfügbar sind die Kombinationen pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi und pH+Redox. Sie haben die Wahl.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CV-0265
Hersteller (Marke)	Lovibond
Transporttemperatur	Raumtemperatur

