



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lovibond® SensoDirect 150 (Set 4) pH / Redox / Temp.

728,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

pH-Elektrode Typ 226, Redoxelektrode Typ 242 Multi-Parameter Handmessgerät für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff (O₂), O₂ Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, pH und Redox. Mehrere Parameter in einem Gerät Das SensoDirect 150 vereinigt die Anwendungen von mehreren Handmessgeräten in einem Instrument. Es wurde als Mehrzweckgerät für die Bestimmung von pH, Redox, Sauerstoff, Leitfähigkeit und TDS konzipiert. Intuitive Benutzerführung Alle Messwerte lassen sich bequem auf dem großen LCD-Display ablesen. Verschiedene Parameter-Kombinationen möglich Verfügbar sind die Kombinationen pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi und pH+Redox. Sie haben die Wahl.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0267
Hersteller (Marke)	Lovibond
Transporttemperatur	Raumtemperatur

