



SI Analytics® Lab945Set/Lf613T

Artikelbilder

Beschreibung

Labor-Leitfähigkeits-Messgerät Messbereiche 0,000 µS/cm...500 mS/cm, TDS, Salinität, Temp., Mikroprozessor. Inklusive Stativ, Netzteil, Leitfähigkeitsmesszelle LF613T und Leitfähigkeitsprüflösungen in Ampullen (6 St.)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1034
Hersteller (Marke)	SI Analytics

