



Thermo Scientific EcoTestr pH-Messgerät

Artikelbilder

Beschreibung

EcoTestr pH-Messgerät Eutech bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Accuracy (pH): $\pm 0,1$ Kalibrierung: 1 (Automatisch) Calibration Points: 1 Measurement Modes: pH Akkulaufzeit: 250 h Akkutyp: A76/LR44 Alkali Beschreibung: Wasserfester EcoTestr pH 1Testr ohne ATC, 1-Punktkalibrierung Zur Verwendung mit (Anwendung): Für pH 1 Bereich (pH): 0 bis 14 Auflösung (pH): 0,1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3898
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

