



## Thermo Scientific Eutech PD 650 Messgerät

### Artikelbilder

### Beschreibung

Eutech PD 650 Messgerät Das Erfassen von Multi-Parameter-Daten ist mit dem Eutech PD 650-Messgerät ein Kinderspiel. Genauigkeit (Barometer): 0.1 mmHg oder 0.1 kPa Genauigkeit (DO): plusmn;0.2 mg/l/plusmn;0.2 % Genauigkeit (ISE): plusmn;0.5 % FS (Mono);1 % FS (div) Genauigkeit (Salinität): 0.1 ppt Genauigkeit (mV): plusmn;0.2 mV Genauigkeit (pH): ±0,002 Alarmausgang: Alarm „Kalibrierung fällig“, HI-LO-Grenzwert (Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs) Luftdruckkorrektur: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor Akkutyp: 4 X 1.5 V AA Alkalibatterien Kalibrierpunkte (ISE): Max. 8 Kalibrierpunkte (pH): 1 (Offset) zu 6 Punkten Beschreibung: Wasserdichte CyberScan PD 650 pH/mV/Ionen/Gelösteter Sauerstoff, Handmessgerät mit pH-Elektrode ECFC252203B, Sonde für gelösten Sauerstoff (DOHANDYNEW), DAS-Software, Netzteil und Tragekit-Set (alle Sonden werden mit 3 m langem Kabel geliefert.) Enthält: Automatische Kalibrierung; Optionen zur Datenprotokollierung mit indizierten Zeit-/Datumsangaben, GLP-Konformität; gleichzeitige Anzeige und Messung von 4 Parametern; Alarm wegen Kalibrierfähigkeit; Anzeige für pH-Anstieg/Offset amp; Selbstdiagnose Hauptspeicher: 500 Datensätze mit Datum-/Zeitstempelung amp; Sicherheitskennwortschutz Sättigungsbereich (RDO) in %: 0 bis 90,00 mg/l oder ppm/0 bis 600 % Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 500 mA Druckauflösung: 450 bis 825 mmHg / 59.9 bis 109.9 kPa Bereich: DO: 0 bis 90.00 mg/l oder ppm/0 bis 600 % Bereich (ISE): 0.001 bis 19900 Ionenkonzentration Auflösung: DO: 0.01 mg/l oder ppm/0.1 % Auflösung (Salinität): 0.0 bis 50.0 ppt Auflösung (mV): 0.1 mV Salinitätsfaktor: Salinitätskorrektur – Automatisch; Auflösung amp; Genauigkeit – 0.0 bis 50.0 ppt amp; 0.1 ppt Temperaturgenauigkeit: plusmn;0.5 deg;C/ plusmn;0.9 deg;F Temperaturkompensation: Automatisch/Manuell (0 bis 100 deg;C) Temperaturbereich (angloamerikanisch): 14.0 bis 230.0 deg;F (Messgerät) Temperaturauflösung: 0.1 deg;C/deg;F Displaytyp: Multidaten-Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung; 7.2 cm (H) x 5.4 cm (B) IP-Bewertung: IP 67 Measurement Modes: pH, mV, ORP, gelöster Sauerstoff, Temperatur Ausgänge: IrDA Drahtlose Kommunikation Bereich (mV): plusmn;2000.0 mV Bereich (pH): minus 2.000 bis 20.000 pH Auflösung (ISE): 2 oder 3 Stellen Auflösung (pH): 0.1/0.01/0.001 pH Temperaturbereich (metrisch): –10,0 °C bis +110,0 °C (Messgerät) Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-3918           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

