



## Thermo Scientific Eutech pH 700-Messgerät

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Eutech pH 700-Messgerät Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen. Netzteil: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A Accuracy (Temperature):  $\pm 0,3$  °C/ $\pm 0,5$  °F (0 °C bis 70 °C) Accuracy (pH):  $\pm 0,01$  Calibration Points: Max. 5 Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 100 °C Genauigkeit: ORP: plusmn;0.2 mV (plusmn;199.9 mV) / plusmn;2 mV (darüber) Beschreibung: Eutech pH 700 Messgerät mit 100/240 VAC-Adapter Stromversorgung: 100/240 VAC, SMPS Bereich (ORP): plusmn;2000 mV Bereich (pH): -2.00 bis 16.00 Bereich (relative mV): plusmn;2000 mV Auflösung (pH): pH 0.01 Auflösung: ORP: 0.1 mV (plusmn;199.9 mV) / 1 mV (über) Auflösung (Temperatur): 0.1 deg;C / 0.1 deg;F Temperaturkompensation: ATC / MTC (0 bis 100 deg;C) (nur pH) Temperaturfühlerkalibrierung: Offset in 0.1 deg;-Schritten; Offset-Bereich: plusmn;5.0 deg;C / plusmn;9.0 deg;F Temperaturbereich (angloamerikanisch): 32.0 bis 212.0 deg;F Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3929
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

