



Thermo Scientific Eutech pH 700-Messgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech pH 700-Messgerät Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen. Netzteil: 9 V DC adapter, 1.3 A Accuracy (Temperature): plusmn;0.3deg;C/plusmn;0.5deg;F (0deg;C to 70deg;C) Accuracy (pH): plusmn;0.01 Calibration Points: Up to 5 Temperaturbereich (metrisch): 0deg;C to 100deg;C Genauigkeit: ORP: plusmn;0.2 mV (plusmn;199.9 mV) / plusmn;2 mV (beyond) Beschreibung: Eutech pH 700 Meter With Integral Electrode Holder amp; 100/240 VAC Adapter Stromversorgung: 100/240 VAC, SMPS Bereich (ORP): plusmn;2000 mV Bereich (pH): -2 to 16 Bereich (relative mV): plusmn;2000 mV Auflösung (pH): 0.01 Auflösung: ORP: 0.1 mV (plusmn;199.9 mV) / 1 mV (beyond) Auflösung (Temperatur): 0.1 deg;C/deg;F Temperaturkompensation: ATC/MTC (0deg;C to 100deg;C) (pH only) Temperaturfühlerkalibrierung: Offset in 0.1 deg;increments; offset range: plusmn;5.0 deg;C / plusmn;9.0 deg;F Temperaturbereich (angloamerikanisch): 32.0deg;F to 212.0deg;F Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3930
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

