



WTW[®] Oxi 3310, Professionelles

Artikelbilder



Beschreibung

Professionelles, felderprobtes Gelöst-Sauerstoff-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz, mit Datenlogger und USB-Schnittstelle. Einzelgerät im Koffer mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM, Batterien, Treibersoftware f

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0618
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108123330

