



WTW® pH 3310, Professionelles

Artikelbilder



Beschreibung

Professionelles, felderprobtes pH/mV-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz, mit Datenlogger und USB-Schnittstelle. Einzelgerät im Koffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 3 mol/l KCl, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0613
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108123310

