



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC® Impfösenhalter, Länge 245mm, aus Edelstahl

61,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Impfösenhalter aus Edelstahl, mit Überwurfmutter, fablich codiert, für Impfösendraht 0,6 - 1 mm Durchmesser.
Autoklavierbar Länge: 245mm VE = 4 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0065
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
Transporttemperatur	Raumtemperatur

