



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 1000 ml GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45, rot

**356,52 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

DURAN® GL 45 Rührreaktor-Set, komplett mit 1000 ml Flasche (klar), Schraubverschluss (PP, blau), 2 GL 14 Ports und 2 GL 14 Kappen (PBT, rot) und Spreiz-Flügel-Rührer Eigenständiges Flaschenrührsystem, ideal für einfache Mischvorgänge. Die Rührerwelle kann auf die optimale Position in einer 500 oder 1000 mL DURAN® GL 45 Flasche eingestellt werden. Verwendung mit Standard-Magnetrührern bis zu 500 U/min. Deutlich verbesserte Mischleistung im Vergleich zu Standard-Magnetrührstäben. Zwei GL 14 Anschlusskappen sind mit den gängigen DURAN® Anschlusssystemen kompatibel; Schläuche mit Bohrungen von 1,6 mm bis 6,0 mm können zum Hinzufügen oder Entfernen von Flüssigkeit oder Gas verwendet werden. Vollständig autoklavierbar. Teile, die mit Medien in Berührung kommen, entsprechen den FDA-Anforderungen. Erhältlich mit oder ohne Flasche. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus chemisch resistenten Materialien: PP, PTFE, PEEK und rostfreiem Stahl Verwendung mit handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min und ermöglicht eine deutlich verbesserte Mischleistung im Vergleich zu Magnetrührstäben Der verstellbare Rührerschaft kann in 500 oder 1000 ml DURAN® GL 45 Flaschen in die optimale Position gebracht werden Flexibel: Mit den DURAN® GL 45 / GL 14 Schlauchanschlusskomponenten können halbstarre Schläuche mit 1,6, 3,0, 3,2 oder 6,0 mm Außendurchmesser für die Zugabe oder Entnahme von Flüssigkeiten oder Gas angeschlossen werden Autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Nicht geeignet für die Verwendung mit Überkopf-Laborrührern Anwendung: Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor, Einfacher Rührreaktor mit kontinuierlicher Strömung, Mischen von Flüssigkeiten, Proben oder Reagenzien, Foto-Bioreaktor

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0148
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	102110396
Transporttemperatur	Raumtemperatur

