



Thermo Scientific Nunc™ Zellschaber

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Zellschaber Sterile, pyrogenfreie Thermo Scientific Nunc Zellschaber eignen sich für verschiedene Anwendungen und zeichnen sich durch die einstellbare Klinge aus. Zur Verwendung mit: 75-175cmsup2/sup flasks Material: Polystyrene (Handle) Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt: 0.6299 in. Länge (metrisch): 17.5 mm (Blade), 32 cm (Handle) Länge (metrisch) Sägeblatt: 16mm Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt: 0.6889 in. Breite (metrisch) Sägeblatt: 17.5mm Länge (angloamerikanisch) Griff: 12.5 in. Länge (metrisch) Griff: 32cm Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 250 Produkttyp: Cell Scraper Unit Size: Case of 250

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0301
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	104319707

