



Bürkle® MiniSampler PTFE, komplett

Artikelbilder



Beschreibung

Ideal, wenn es auf höchste Reinheit ankommt. MiniSampler PTFE komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: Vakuumpumpe, 1 Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch 6 x 8 mm, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301)/Messing vernickelt, 20 seal-it Etikettenplomben. Bei dem Vakuum Probenzieher MiniSampler kommt die Probenflüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Flaschen werden sofort nach der Probenahme verschlossen. Der Einweg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass jeweils unverfälschte Proben gezogen werden. Bei Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt. Durch seinen geringen Durchmesser (8 mm) kann der Schlauch auch an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden. Zwei Ausführungen: PE MiniSampler für allgemeine Probenahme, max. Saughöhe 5 m* PTFE MiniSampler für ultrareine Probenahme, max. Saughöhe 5 m* * abhängig vom Medium Auch für viskose Öle geeignet Komplett im praktischen Transportkoffer Nicht für aggressive

Säuren geeignet. Dämpfe könnten Pumpe zerstören.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0641
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100450110

