



Bürkle® SteriPlast Kit?Probenahmeset, Spatel+Beutel,steril

Artikelbilder



Beschreibung

Das Probenahmeset SteriPlast® Kit besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das SteriPlast® Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt. Alle Teile sind gammastahlensterilisiert und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln. Die Schaufeln oder Spatel sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versiegelung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. SteriPlast® Kit inklusive Schaufel 50 ml oder Spatel 150 mm Einstehtiefe, sowie SteriBag Premium 300 ml. Schaufel 50 ml Beutel SteriBag Premium 300 ml Spatel 150 mm Einstehtiefe Beutel SteriBag Premium 300 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0971
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100458809

