



Marienfeld[®] HistoBond 2xMattrand VE=50

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger HistoBond, 50/Pack, adhäsive Objektträger mit adhäsiven Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse, ca. 76x26 mm (DIN ISO 8037/1), Stärke ca. 1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit beidseitigem Mattrand 20 mm, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 50 Stück in Pappschachteln verpackt, 50 Schachteln im Karton

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|------------|
| Art.-Nr. | MD-0205 |
| Hersteller (Marke) | Marienfeld |

