




Mariefeld® HistoBond + M weiss

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger HistoBond+M weiß, 100/Pack HistoBond+M Objektträger mit adhäsiven Oberflächen zur kovalenten Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, ca. 76x26x1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit weißem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück in Plastikschrähteln verpackt, 2.000 Stück im Umkarton. HistoBond+M Objektträger haben alle Eigenschaften unserer HistoBond + Produktreihe und binden selbst wenig polares, z.B. sehr fettreiches Gewebe zuverlässig chemisch ans Glas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0235
Hersteller (Marke)	Marienfeld

